



LINGINET 200 F

LINGETTES IMPREGÉES MULTI-SURFACES

pH 7

- ▶ Lingettes nettoyantes solvantées prêtes à l'emploi.
- ▶ A base d'éthanol pour un séchage rapide.
- ▶ Idéales pour le nettoyage au quotidien des surfaces.
- ▶ Respectueuses des supports, ne laissent pas de résidus, sans trace, ne rayent pas.
- ▶ Compatible avec toutes les surfaces lavables : métal, verre, plastique, faïence, surfaces émaillées, sanitaires, mobilier, plans de travail, réfrigérateurs, chariots, robinetteries, murs et portes.

- ▶ Éliminent efficacement poussières, traces et salissures sur les surfaces lisses (tables, plans de travail, bureaux etc.).
- ▶ Action dégraissante : à base d'alcool spécifiques, idéale pour supprimer graisses, huiles et résidus avant collage ou sur surfaces très encrassées (atelier, bricolage, préparation de supports adhésifs).
- ▶ Format économique et hygiénique : boîte distributrice à fermeture de 200 feuilles pour limiter le gaspillage.

LIEUX D'UTILISATION

Utilisé en usage courant ou curatif dans les hôtels, restaurants, collectivités, bureaux, industries, miroiteries, commerces, sociétés de nettoyage, ...

MODE D'EMPLOI

Ouvrir le couvercle de la boîte, puis prendre l'extrémité de la première lingette en l'insérant dans l'opercule du couvercle, ensuite refermer la boîte. Pour détacher la lingette, tirer d'un coup sec. Refermer l'opercule après utilisation pour éviter l'évaporation.

Nettoyage des surfaces : extraire une lingette de la boîte refermable. Essuyer directement la surface à nettoyer. Laisser sécher naturellement — sans rinçage ni essuyage complémentaire. Frotter la surface à nettoyer avec le nombre de lingettes nécessaires. Laisser sécher. Jeter les tissus usagés dans un conteneur à déchets. Stocker à l'abri du gel, du plein soleil, et de la chaleur.

PRODUITS ASSOCIÉS

Complétez votre action avec :

- Notre gamme de désodorisation

MATÉRIELS D'APPLICATION

Découvrez la synergie parfaite avec notre gamme de matériel d'application :

- Gants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.

Odeur : alcool.

Couleur : Bleu.

pH : 7.

Point éclair : 23°C.

Formats : 200.

Dimensions : 210 x 180 mm.

CONDITIONS D'EMPLOI

Dans le cas d'un nettoyage de surface en contact avec les aliments, comme après tout nettoyage, effectuer un rinçage contrôlé à l'eau potable.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

EPI PRÉCONISÉS : gants.

FT1020004632555-0426 EQUILYS LINGINET 200F

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

Pour les équipements de
protection individuelle, consultez
AT-PLUS